


SAMARIT

safe moving and handling



Die neuen «LED MEDIC» mit *BIG SCREEN* Lichttherapie – Systeme

made by **SAMARIT**



ISO 13485: 2003
CE approved

Gegen «SAD und Winterblues»

LED Medic – Lichttherapie mit «LED BIG SCREEN»

Die tausendfach bewährte und weiter verbesserte Technik unserer neuen LED Lichttherapie-Geräte, eingebaut in ein modernes, elegantes Aluminium-Gehäuse – und einem praktischen Koffer-Design.

Wir bieten Ihnen eine breite, komplette Produktpalette von Geräten für die erfolgreiche Lichttherapie im häuslichen Bereich und für eine effiziente Therapie in der ärztlichen Praxis. Für jede gewünschte Anwendung finden Sie das für Sie passende Gerät. Lassen Sie sich vom Fachhändler beraten!

Travel **LED MEDIC-Travel**



Home **LED MEDIC-4**



Grundsatz: Einmal pro Minute direkt auf die Leuchtfläche blicken.

Über die gesamten Herbst- und Wintermonate hinweg klagen viele über Befindlichkeitsstörungen wie Energielosigkeit, Leistungsmangel und ein reduziertes allgemeines Wohlbefinden.

Kennen auch Sie diese Symptome?

- Man schläft länger, ist aber trotzdem morgens nicht ausgeschlafen
- Man fühlt sich schlapp und abgekämpft und die Leistungsbereitschaft sinkt
- Es entsteht ein Heißhunger auf Kohlehydrate
- Die Grundstimmung ist generell schlechter und man fühlt sich bedrückt

Die Lichttherapie hat eine heilende und vorbeugende Wirkung – Sie kann helfen, diese Symptome zu beseitigen und das Energie- und Leistungsniveau wieder herzustellen, dass sonst normaler-weise vorhanden ist.

Bereits nach 3 bis 4 Tagen kann es zum Abklingen der Beschwerden und zu einer deutlichen Stimmungsaufhellung kommen, zumeist einhergehend mit einer Zunahme der Energie und des allgemeinen Wohlbefindens, und auch die sonst gewohnte Leistungsbereitschaft kehrt zurück.

Bei folgenden Indikationen kann eine Lichttherapie hilfreich sein:

- Reduziertes allgemeines Wohlbefinden
- Prämenstruelles Syndrom
- Saisonale Depression, Winterblues
- Circadiane Schlafstörungen
- Schichtarbeiter-Syndrom
- gestörter Schlaf/Wachrhythmus

Alle unsere Therapiegeräte sind zertifizierte Medizinprodukte und bieten, die für eine kurze Anwendungsdauer erforderlichen lux, eine wirkungsvolle Therapiesitzung.

Die Wahl eines optimalen Lichttherapiegerätes ist letztlich eine Frage des Nutzens. Die Lichtstärke, die größere Leuchtfläche, die kürzere Behandlungszeit, die grössere Entfernung zum Gerät und das Design sind bei unseren LED Lichttherapie-Geräten überzeugend.

Wählen Sie das für Sie passende Gerät. Sie können Ihre Lichttherapie nach Ihren eigenen Wünschen gestalten!



SONDERANGEBOT

Professionelle Lichttherapie – Geräte

Das schlanke Aluminium-Design fügt sich harmonisch in jeden Raum ein und macht auch auf jedem Schreibtisch eine gute Figur. Durch den Einsatz neuer LED Leuchtmittel und einer weiter optimierten Reflektortechnik bieten unsere Geräte jetzt noch mehr Licht – dies bedeutet noch mehr Komfort, bei gleicher Anwendungsdauer. Das Licht ist unschädlich, da der ultraviolette und der infrarote Lichtanteil im Spektralbereich herausgefiltert sind.

LED MEDIC – Travel BIG SCREEN



Kompaktes Koffergerät für eine kurze Anwendungsdauer.

Lichttherapie mit 10'000 lux bei 40 cm Abstand zur Lichtquelle und 20-30 Minuten Anwendungsdauer. Speziell geeignet für die professionelle Behandlung (mobile Anwendung).

LED MEDIC-4 – Home BIG SCREEN



Standard-Tischgerät für eine kurze Anwendungsdauer.

Lichttherapie mit 10'000 lux bei 40 cm Abstand zur Lichtquelle und 20-30 Minuten Anwendungsdauer. Speziell geeignet für die professionelle Behandlung (Heimgebrauch).

Die «LED MEDIC» mit BIG SCREEN

made by **SAMARIT**

Technische Daten

Typ	LED MEDIC-Travel	LED MEDIC-4
Artikel-Nr.	670.0210 L	670.0300 L
Gehäuse	Kunststoff	Aluminium
Abmessungen (HxBxT)	440 x 380 x 120 mm	530 x 460 x 90 mm
Leuchtfäche	0,15 m ² LED BIG SCREEN	0,16 m ² LED BIG SCREEN
Gewicht	4,5 kg	6 kg
Leuchtmittel	294 LED	294 LED
Lichtspektrum	Sichtbares Spektrum, 4'200° Kelvin, UV und IR ausgefiltert, unbedenklich für Augen und Haut	
Lichtstärke (Dist. z. Auge)	40 cm / 10'000 Lux	40 cm / 10'000 Lux
Behandlungsdauer	20 - 30 Minuten	20 - 30 Minuten
Betrieb	Elektronisches Vorschaltgerät, flimmerfreies Licht, Lebensdauer der LED (Herstellerangabe: 30'000 h)	
Nennspannung	90-264 VAC / 50-60Hz	
Betriebskosten	0,02 - 0,04 € je Therapiesitzung (Durchschnittspreis bei Energiekosten von 0,15 € je kWh) LED: 30 - 40 % Einsparung gegenüber Leuchtstoffröhren	

Technische Änderungen vorbehalten / solange Vorrat.

Samarit Medical AG
Gewerbestrasse 12
CH-8132 Egg b. Zürich, Switzerland
+41 44 918 10 11
info@samarit.com / www.samarit.com

Made in Europe




Weiterer Produkte von Samarit!

www.samarit.com



Rollbord™



BEACH-CHAIR
the OR-Device



TRANSGLIDE™



Glidebord

SAMARIT
safe moving and handling

Samarit Medical AG
Gewerbstrasse 12
CH-8132 Egg b. Zürich, Switzerland
Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39
e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com