

SAMARIT

safe patient moving & handling



Leicht und komfortabel, wann immer erforderlich, in der Klinik, zu Hause oder unterwegs...

GLIDEBOARD

SEATED TRANSFER



CURVED GLIDEBOARD
THE GREAT
THE BIGGEST
SELFGlide
TETRAglide
ACCESSOIRES



SAMARIT

Samarit transfer systems

Transfer vom Bett auf einen Rollstuhl oder ein WC, vom Rollstuhl in ein Automobil usw.



THE BIGGEST

Abmessungen: 100 x 34 cm 2.9 kg
Best.-Nr. 476.0102

UDI/GTIN 7640144460921

Dieses Brett erleichtert dem Pflegepersonal den Transfer des Patienten von der Bettmitte auf einen Rollstuhl oder ein WC/einen Stuhl (bzw. ein Automobil). Es wurde aus einem vollkommen bruchsicheren Material hergestellt (HDPE), ist säureresistent, leicht zu reinigen und desinfizieren. Ein speziell entwickelter Anti-Rutsch-Kleber (blau) ermöglicht die sichere Positionierung am Bett, Rollstuhl usw.



THE GREAT

Abmessungen: 80 x 33 cm 2.6 kg
Best.-Nr. 476.0080

UDI/GTIN 7640144460938

Dieses Brett erleichtert den Transfer von der Bettkante auf den Rollstuhl oder das WC, vom Rollstuhl in das Automobil usw. Die Zusammensetzung ist gleich wie bei "The Biggest". Beim Transfer ohne Kleidung, z. B. auf den WC-Sitz, wird das Tuch "Sit-On Trousers" (Zubehör) verwendet. Es schützt die Haut des Patienten und wird mit einem Klettband befestigt. Zwei feste Handgriffe ermöglichen dem Pflegepersonal einen sicheren und kontrollierten Transfer.



CURVED GLIDEBOARD

Abmessungen: 68 x 23 cm 1.2 kg
Best.-Nr. 476.0012

UDI/GTIN 7640144460945

Dieses Brett wird für den Transfer Bett-Rollstuhl-Stuhl usw. verwendet. Die Form wurde in Zusammenarbeit mit Therapeuten entwickelt und es wurden bereits Tausende von diesen Rutschbrettern verkauft. Die Form ist als Geschmacksmuster geschützt. Es wurde dasselbe Material wie bei den anderen Rutschbrettern verwendet (HDPE).



SELFGLIDE

Abmessungen: 50 x 21 cm 0.8 kg
Best.-Nr. 476.0050

UDI/GTIN 7640144460952

Das Selfglide Rutschbrett wird vor allem von Patienten benutzt, die den Transfer alleine mit der Kraft ihrer Arme durchführen können. Es kann auch vom Pflegepersonal für den Transfer mit Hilfe eines Mini-Care Kissens eingesetzt werden.



TETRAGLIDE

Abmessungen: 63 x 23 cm 1.1 kg
Best.-Nr. 476.0863

UDI/GTIN 7640144460969

TetraGlide Rutschbrett wurde speziell für Querschnittsgelähmte entwickelt, erfreut sich jedoch aufgrund des neuartigen "Fischschwanzes" immer größerer Beliebtheit. Es zeichnet sich durch die Leichtigkeit seiner Verwendung aus, die dem Patienten ein leichtes Aufsitzen, einen beidseitigen Einsatz und einen Transfer zwischen Bett-Stuhl-WC usw. ermöglicht. Das Material entspricht den anderen Rutschbrettern.

Abstand < 30 cm, SWL* = 150 kg
 Abstand < 20 cm, SWL* = 180 kg



*SWL = Safe Weight Limit

Zubehör



Sit-On Monofil Sliding-Towel

Best.-Nr. 476.0200
UDI/GTIN 7640144460976

Das Sit-On Gleittuch ermöglicht ein einfaches Rutschen auf die Bretter ohne Kleidung. Es wird normalerweise von den Patienten selbst in Kombination mit Curved, Selfglide und Tetraglide verwendet.

Die Gleitauflage für die Rutschbretter für Bad, Dusche oder Toilette besteht aus Nylon.



Glide Belt

Best. Nr. 450.2100	Small
UDI/GTIN 7640144461041	(72-90 cm / 28-35 inch)
Best. Nr. 450.2200	Medium
UDI/GTIN 7640144461058	(88-106 cm / 35-42 inch)
Best. Nr. 450.2300	Large
UDI/GTIN 7640144461065	(104-122 cm / 41-48 inch)

Der Gleitgurt hilft bei der Positionierung der Bretter unter schweren Patienten und schützt die Haut.

GLIDEBOARD

Samarit transfer systems

- Unzerbrechlich
- Gleitflächen
- Antirutschkleber
- Leicht
- Links/rechts verwendbar
- Bedienungsanleitung
- CE-Zeichen

Hohe Qualitätsstandards
 Die SAMARIT Transferhilfen verfügen über:

- Design-Patent
- 2 Jahre Garantie



www.samarit.com

Laden Sie die Unterlagen in Ihrer Sprache von unserer Website herunter oder wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.



Samarit Medical AG

Gewerbestr. 12

CH-8132 Egg, Schweiz

Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39

e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com