

SAMARIT

safe patient moving & handling



SAMARIT "no lift" Umlagerungs-Systeme

Rollbord™ **ECOLITE**

For
medium
use!

Die sichere Methode zur Patientenumlagerung

Ganz gleich, ob sie in einigen Ländern gesetzlich vorgeschrieben sind oder in anderen Ländern ganz selbstverständlich zum Standard gehören – Arbeitsbedingungen müssen so optimal wie möglich sein. Krankenpflegepersonal sollte beim Umlagern niemals Patienten anheben müssen. **SAMARIT Produkte** ermöglichen ein müheloses Umlagern von Patienten und erleichtern so die Arbeit des Krankenpflegepersonals. Rückenverletzungen werden dadurch verhindert.

For medium use!

3 preisgünstige EcoLite-Modelle für mittleren Gebrauch.

EcoLite 180
faltbar

Für Radiologie und Operationssaal.



*SWL: 160 kg / 353 lbs

Abmessungen: 180 x 50 cm, 89 x 50 cm
Gewicht: 2.8 kg

Best.-Nr. 440.1180
UDI/GTIN: 7640144460327

EcoLite 120
faltbar

Für Ambulanz, Röntgen und alle Stationen.



*SWL: 150 kg / 331 lbs

Abmessungen: 130 x 40 cm, 65 x 40 cm
Gewicht: 1.4 kg

Best.-Nr. 440.1120
UDI/GTIN: 7640144460334

EcoLite 90
nicht faltbar

Für Urologie, Gynäkologie, Notaufnahme-station und in der Allgemeinen Pflege.



*SWL: 150 kg / 331 lbs

Abmessungen: 90 x 50 cm
Gewicht: 1.3 kg

Best.-Nr. 440.1090
UDI/GTIN: 7640144460341

Umweltfreundliches Material**
SAMARIT Umlagerungssysteme werden aus ökologisch unbedenklichen Materialien hergestellt. Sie können auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden, und im Brandfall geben sie keine toxischen Dämpfe ab.

** Gleitoberfläche aus Silikon mit einem Kern aus Polyethylen-Schaumstoff, Polyester-schicht, PE-Enden.

* SWL = Safe Weight Load

EU-SRN: CH-MF-000016280
CHRN: CHRN-MF-20000184

www.samarit.com

Leicht zu reinigen
Das Rollbord lässt sich am Besten mit *SamaClean Wipes* oder einem anderen medizinischen Desinfektionsmittel reinigen. Falls während eines Patiententransfers Verunreinigungen auftreten können, sollten Sie das Rollbord mit der Rollbord-Einweghülle schützen. Dieses bedeckt das Rollbord und fängt Verunreinigungen auf, sodass die eigentliche Rollbordoberfläche nicht verunreinigt wird. Reparaturen dürfen nur von einer Fachkraft ausgeführt werden, da ansonsten die Garantie erlischt.

Hohe Qualitätsmaßstäbe
SAMARIT Umlagerungssysteme besitzen:

- das CE-Zeichen
- Patente und internationale Design-Patente
- 2 Jahre Garantie



SAMARIT Rollbord Hightec



SAMARIT Transglide



SAMARIT Rollbody



SAMARIT Hilfsmittel

Laden Sie Produktbroschüren in Ihrer Sprache von unserer Website herunter oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



SAMARIT Medical AG
Gewerbstrasse 12
CH-8132 Egg, Schweiz
Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39
e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com



© 2023 All rights reserved by Samarit Medical AG, Switzerland. – Products are subject to change without prior notice