



**SAMARIT**  
improving patient care

# Sistemas de transferencia SAMARIT "no lift"

**Rollbord™**

**PROFESSIONAL**

## La manera segura de transferir pacientes

Un requisito legal en algunos países y no considerado en otros – las condiciones de trabajo deben ser lo más confortables posible. Los empleados sanitarios deben evitar levantar al paciente cuando lo transfieren. **Los productos de SAMARIT** ayudan a la transferencia, sin necesidad de levantar al paciente. Los productos están diseñados para facilitar la transferencia sin necesidad de un gran esfuerzo, simplificando el trabajo a los cuidadores, sin tensión sobre su espalda.

Per  
l'uso  
intenso!

## ESTÁNDAR *plegable*



\*SWL: 180 kg  
\*SWL: 397 lbs

Adecuado para radiología, quirófanos, unidades de cuidados intensivos y todos los departamentos especiales.

Tamaño: 180 x 50 cm, 89 x 50 cm 2.9 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.2100  
UDI/GTIN: 7640144460143

## MRI *plegable*



\*SWL: 180 kg  
\*SWL: 397 lbs

Adecuado para quirófanos, radiología, varios departamentos (sustituye a los rodillos de aluminio).

Tamaño: 180 x 42 cm, 90 x 42 cm 2.3 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.2300  
UDI/GTIN: 7640144460150

## AMBULANCE *plegable*



\*SWL: 150 kg  
\*SWL: 331 lbs

Adecuado para quirófanos de urología, de ginecología, salas de reanimación y emergencias.

Tamaño: 165 x 42 cm, 82 x 42 cm 1.9 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.2400  
UDI/GTIN: 7640144460167

\*SWL = Safe Weight Limit

## 3 modelos distintos para cada aplicación hospitalaria

- Alto rendimiento
- Radiotransparente
- No tóxico y con tratamiento antibacteriano
- Transferencia segura del paciente
- Confortable para el paciente
- Evita lesiones de espalda a los trabajadores sanitarios
- Suave para la piel (sin látex)
- Fácil de limpiar y desinfectar - aprobación de higiene
- Cubiertas desechables disponibles
- Tejido de nylon resistente a desgarros
- Cubre una separación de hasta 20 cm
- Ahorro de espacio

## MINI *no plegable*



\*SWL: 150 kg  
\*SWL: 331 lbs

Para quirófanos, urología, ginecología, reanimación, urgencias y ambulancias.

Tamaño: 80 x 50 cm 1.4 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del fuego, terminaciones de seguridad, revestimiento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.2200  
UDI/GTIN: 7640144461201



**CUBIERTA DESECHABLE**

*Adecuada para todos los modelos*



Para proteger los Rollbords contra sangre y suciedad. **Tamaño:**  
 200 cm, Ø 60 cm (50 piezas)  
 135 cm, Ø 60 cm (74 piezas)

200 cm N° de pedido 440.1000  
 UDI/GTIN: 7640144460471  
 135 cm N° de pedido 440.1400  
 UDI/GTIN: 7640144460488



## Los sistemas de transferencia SAMARIT "no lift" facilitan el trabajo diario con los pacientes

**SAMARIT proporciona confort y seguridad a los pacientes.**

En los hospitales, donde algunos pacientes necesitan ser transferidos con cuidado varias veces al día, SAMARIT facilita el trabajo a los cuidadores y es más cómodo para el paciente.

**Sistemas de transferencia SAMARIT - una gran ayuda para los profesionales sanitarios – en todo el mundo.**

Si imagina cuántas transferencias se realizan cada día en los hospitales y comunidades, apreciará el valor real de los sistemas originales SAMARIT. Se utilizan actualmente más de 150.000 sistemas de transferencia SAMARIT por profesionales de enfermería en todo el mundo. Todos ellos encuentran que los productos de SAMARIT facilitan su trabajo.



**Per l'uso intenso!**

sólo pesa 3 kg y se puede montar rápidamente - en cualquier sitio



*Gire al paciente sobre un lado, deslice el tablero por debajo del cuerpo y devuelva al paciente a su posición original.*



*Empuje con cuidado al paciente desde el hombro y la cadera, sin aplicar fuerza, y transféralo.*



*Gire al paciente sobre un lado. Retire el Rollbord empezando por los pies.*

## Material no contaminante para el medio ambiente\*

Las ayudas de transferencia SAMARIT están fabricadas con materiales ecológicamente seguros. Pueden ser eliminados sin perjudicar el medio ambiente y si ocurriese un incendio, no producen humos tóxicos.

\* Tejido deslizante teflonizado alrededor de un núcleo de espuma de polietileno, paño recubierto de poliéster, extremos de PE.

## Fácil limpieza

El Rollbord se limpia de forma óptima con las *toallitas Clean* o también con cualquier desinfectante hospitalario. Si se anticipa que se va a ensuciar, utilice la cubierta desechable del Rollbord. Ésta cubre los extremos del Rollbord y permite recoger los residuos plegados dentro de la misma, dejando la superficie limpia. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por personal autorizado (garantía).

## Estándar de alta calidad

Las ayudas de transferencia SAMARIT tienen:

- Marca CE
- Patentes de diseño

EU-SRN: CH-MF-000016280  
CHRN: CHRN-MF-20000184

[www.samarit.com](http://www.samarit.com)

¡Solicite también los folletos adicionales de otros productos de SAMARIT!



SAMARIT Rollbord Hightec



SAMARIT Rollbord ECOLite



Transglide SAMARIT



Ayudas de enfermería SAMARIT

Descargue su idioma de nuestro sitio web o consulte a su distribuidor local.

**SAMARIT**  
improving patient care

Samarit Mediberica

Petunia,5

28863 Cobeña Madrid

Tf.: +34 91 620 70 66 Fax: +34 91 620 70 67

p.web.: [www.samarit.es](http://www.samarit.es)

